

## Mise à jour de l'application, Septembre 2020 – Notes de mise à jour du BrailleNote Touch Plus

### KeyWord et KeyFiles compatible avec des fichiers PDF

- Le BrailleNote Touch Plus peut désormais lire des fichiers PDF contenant du texte depuis l'application KeyWord.
- Lorsque vous sélectionnez des fichiers PDF, on vous propose l'option de les ouvrir directement avec KeyWord.
- KeyWord peut extraire tout le texte d'un fichier PDF, pourvu que le fichier soit composé de texte réel.
- Aucun formatage n'est effectué lorsqu'un fichier PDF est ouvert.

### KeyMail

- **Support OAuth pour accéder à Gmail**
  - Lors de l'ajout d'un compte Gmail, une connexion avec Google est disponible.
  - Plus besoin d'autoriser des applications moins sécuritaires.
  - Un mot de passe de sécurité pour des applications tierces n'est plus requis.
  - KeyMail est un client approuvé de Google email.

### Corrections et Améliorations :

- Problème réglé avec les parenthèses qui étaient mal compilées lors de certains calculs spécifiques de fractions.
- La dernière version Espagnole du Guide d'utilisation a été ajoutée au logiciel.