

Note importante : Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

explorē 12 : Fonctionnalités

Fonctionnalité	explorē 12
Zoom	2x – 30x et 1x -15x sur le support de lecture optionnel
Focus (caméra rapprochée)	Pied de lecture : fixe et Support de lecture : continu, manuel ou fixe
Focus (caméra éloignée)	Continu, manuel ou fixe
Distance de la caméra rapprochée (support intégré)	Fixe – 11 cm / Fixe – 4,3"
Distance de la caméra rapprochée (support de lecture)	11 cm – 25 cm / 4,3" – 9,8"
Distance de la caméra éloignée	15 cm – infini / 5,9" – infini
Configuration de la gestuelle de l'écran tactile	Gestes de zoom et défilement en temps réel, toucher et maintenir pour enregistrer
Zoom favori	Enregistrez un niveau de zoom favori
Ligne et bandes	Activer/désactiver* la ligne ou les bandes
Taille de texte du menu	Petit, Moyen* et Grand
Durée de la batterie	3,5 heures en mode pied et/ou distance et 2 heures en mode stand avec des DEL
Économie d'énergie	Arrêt automatique après 1 minute, 2 minutes, 5 minutes*, 10 minutes ou désactivation
Temps de charge de la batterie (à plat)	4,0 heures
Modèles de couleurs	Couleur complète* ; blanc sur noir ; noir sur blanc ; jaune sur noir ; noir sur jaune ; orange sur noir ; noir sur orange ; noir sur cyan ; cyan sur noir ; noir sur violet ; violet sur noir ; noir sur vert ; vert sur noir ; bleu sur jaune ; jaune sur bleu ; blanc sur bleu ; bleu sur blanc.
Langues disponibles	Anglais US*, anglais UK, français, espagnol, allemand, néerlandais, danois polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégien (Bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton, arabe, chinois, hébreu, géorgien, farsi, kurde, ukrainien, slovène.

* Indique le paramètre par défaut

explorē 12 : Spécifications techniques

Spécifications	explorē 12
Écran	Écran tactile LCD IPS de 12 pouces; 1920x1080; 16:9
Batterie	Non-amovible; Li-Polymère; 10,05Ah
Caméra	Deux HD 21MP (rapprochée et éloignée)
Entrée de courant	USB Type-C; 5V@3A, 9V@2A; Chargement rapide 12V@1.5A
Temps de recharge	4,0 heures

Taux de rafraîchissement de l'affichage	60 Hz
Formats vidéo haute résolution supportés	Formats supportés : 1280x720p 60Hz, 50Hz 1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz 1920x1080i 60Hz et 50Hz Pas de prise en charge de l'émulation DVI.

explorē 12 : Conditions d'utilisation et d'entreposage

Spécifications	explorē 12
Température – Utilisation	10 °C à 40 °C / 50 °F à 104 °F
Température – Entreposage	-20 °C à 50 °C / -4 °F à 122 °F
Humidité – Utilisation	20% à 80%
Humidité – Entreposage	10 à 95%

explorē 12 : Spécifications physiques

Dimensions et poids de la tablette – repliée

Item	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
Tablette explorē 12	0,9"	11,1"	8"	2,5 lbs
	24 mm	282 mm	202 mm	1134 g

Dimensions et poids de la tablette – ouverte sur le pied intégré

Item	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
Tablette explorē 12	6,1"	11,1"	8"	2,5 lbs
	155 mm	282 mm	202 mm	1134 g

Dimensions et poids du support de lecture – plié

Item	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
Support de lecture de l'explorē 12	1,4"	13,6"	10,6"	2,5 lbs
	35 mm	340 mm	269 mm	1134 g

Dimensions et poids de la tablette et du support et lecture – ouvert

Item	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
Tablette explorē 12 et Support de lecture	11,1"	13,6"	10,6"	5,1 lbs
	282 mm	340 mm	269 mm	2268 g

Dimensions et poids de l'emballage

Item	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
	7"	16"	13,5"	10 lbs

Kit explorē 12 (tablette avec support)	180 mm	407 mm	330 mm	4535 g
explorē 12 seulement	6"	16"	13,5"	7 lbs
	152 mm	407 mm	330 mm	3175 g
Support de lecture seulement	2"	15.5"	12,75"	3 lbs
	50 mm	395 mm	324 mm	1361 g

Contenu du Kit* explorē 12

explorē 12 & Support de lecture
Loupe électronique explorē 12
Pochette en néoprène
Sac de transport
Support de lecture pliable*
Chargeur USB avec adaptateurs internationaux
Câble USB
Câble vidéo haute résolution
Protecteur LCD
Chiffon de nettoyage en microfibre
Guide d'utilisation
Guide de démarrage
Documentation sur les dispositifs médicaux

* L'achat de la tablette SEULEMENT retire le support de lecture de la liste