

Note importante : Toutes les spécifications techniques peuvent changer sans préavis.

Dimensions et poids de l'appareil

Appareil	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids
explorē 8	0,94"	8"	6"	1,30 lb – 20,8 oz
	24 mm	204 mm	153,2 mm	580 g

Dimensions et poids de la boîte

Item	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids
explorē 8	3,1496"	9,76"	7,09"	2,70 lb
	80 mm	248 mm	180 mm	907,185 g

Spécifications du explorē 8

Spécifications	explorē 8
Écran	Écran 8 pouces ACL IPS
Pile	Pile Li-Polymer 6700 mAh non amovible
Caméra	Deux caméras HD 21 Mégapixels
Entrée de courant	Connecteur USB de type C, 5V@3A, 9V@2A ou 12V@1,5A recharge rapide
Temps de recharge	2 heures
Compatibilité HDMI	Formats HDMI supportés : 1280x720p 60Hz, 50Hz 1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz 1920x1080i 60Hz et 50Hz Ne supporte pas le mode d'émulation DVI.

Fonctionnalités du explorē 8

Fonctionnalités	explorē 8
Zoom	2x – 30x
Focus	Rapproché : Autofocus fixe Éloigné : Autofocus ou autofocus verrouillé
Langues disponibles	Anglais É.-U. (par défaut), anglais R.-U., français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégien, italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais,

	coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton, arabe.
Configuration des gestes de l'écran tactile	Gestes de zoom en temps réel, toucher et maintenir pour sauvegarder
Zoom favori	Sauvegarder votre zoom favori
Ligne et bandes	Activer/désactiver ligne et bandes
Taille du texte du menu	Petit, moyen et grand
Durée de vie de la pile	4.5 heures
Économie d'énergie	Fermeture automatique après 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes
Contrastes	Couleur, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan, cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur blanc.
Affichage	50 Hz - 60 Hz
Distance de vision rapprochée	8.5 cm – 15 cm / 3.35" – 5.90"
Distance de vision éloignée	15cm – infini / 5.90" – infini

Conditions d'utilisation du explorē 8

Spécifications	explorē 8
Température	10 °C à 40 °C / 50 °F à 104 °F
Humidité	20 % à 80 %

Contenu de la boîte du explorē 8

Contenu
Loupe électronique explorē 8
Chargeur USB
Câble USB
Câble HDMI
Guide d'utilisation
Guide démarrage rapide
Feuille de garantie
Feuille d'enregistrement de produit
Étui
Protecteur ACL