

Prodigi pour Windows

***Exigences techniques et spécifications**

Exigences logicielles : Voici les exigences minimales suggérées pour l'utilisation du logiciel Prodigi avec le matériel fourni par l'utilisateur.

Dispositif informatique (tablette, ordinateur portable ou PC)

Description	Spécifications
Système d'exploitation (64 bits)	Windows 11, Windows 10
Vitesse du processeur	Intel Core i3 (4 CPU) ou CPU supérieur
Mémoire vive	Au moins 6 GO de Mémoire vive
Espace disque requis	8 GO d'espace disque libre
Vidéo	DirectX 11 ou plus récent
Carte son	Compatible avec Windows (pour la parole)

Caméra pour documents

Description	Spécifications
Résolution	13MP
Couleur	24-bit
IPS	60ips@10ADP
Système d'exploitation	Windows 10+
Connectivité	Connectivité USB

Internet : Nécessaire pour l'installation, l'activation, certaines fonctions et les mises à jour permanentes.

Liste blanche d'URL : Les URL suivantes doivent figurer sur la liste blanche pour fonctionner correctement dans les réseaux restreints :

- <https://hgphcardsad01.blob.core.windows.net/>
- <https://id.humanware.com>
- <https://humanware.ca/>

****Spécifications du matériel :** Voici les spécifications de base du matériel vendu avec les configurations du Prodigi Starter Kit et du Complete Kit.

Hovercam Solo 8+

Description	Spécifications
Résolution	4224 x 3156 ; 13MP
Couleur	Couleur 24 bits
IPS	4K @30ips, 1080p @60ips, 720p @120ips
Système d'exploitation	Windows 10+
Connectivité	USB 3.0
Dimensions de l'appareil	1,5" x 3,5" x 11,4" (3,8 cm x 9 cm x 29 cm) Étendu : 19,56" (49,75 cm)
Poids	2,2 lbs (1,0 kg)
Service et support	Hovercam 2 ans de garantie pièces et main d'œuvre

[Cliquez ici pour les spécifications complètes du Solo 8+.](#)

Microsoft Surface Pro 9

Description	Spécifications
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
UNITÉ CENTRALE (CPU)	Intel Core i5 (12ème génération) 1245U / 1.6 GHz
Mémoire vive	8GO ; LPDDR5 SDRAM
Stockage	SSD DE 128 GO
Écran	Écran tactile 13" (10 points multi-touche) 2880 x 1920
Audio et vidéo	Carte graphique Intel Iris Xe Caméras : 4K (arrière) ; 1080p (avant) Résolution : 10 mégapixels (arrière) Haut-parleurs stéréo, deux microphones de studio à champ lointain Compatible Dolby Atmos
Sans fil	Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Batterie	Jusqu'à 15,5 heures
Connexions	2 x USB4 (prend en charge Thunderbolt 4) (Type C)
Dimensions de l'appareil	11,3 po x 8,2 po x 0,4 po
Poids	31 oz
Service et support	Garantie limitée Microsoft - 1 an

[Cliquez ici pour consulter les spécifications complètes de la Microsoft Surface Pro.](#)

**Les spécifications et les exigences sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.*

***HumanWare se réserve le droit de remplacer le matériel par des spécifications égales ou supérieures à tout moment.*