

Remarque importante : toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions et poids de l'unité

Article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
Reveal16 Ouvrir	14,57"	14,96"	18,3"	13 lbs
	370 mm	380 mm	464 mm	5900 g
Reveal16 Plié	5,9"	14,96"	18,6"	13 lbs
	150 mm	380 mm	473 mm	5900 g
Reveal 16 avec X-Y Plié	7,1"	14,96"	18,6"	Ajoute 5,74 lbs
	180 mm	380 mm	464 mm	Ajoute 2604 g
Batterie optionnelle				Ajoute 0,89 lbs
				Ajoute 404 g

Reveal 16 Spécifications

Screen Specifications	Reveal 16
Display	15.6" diagonal LCD
Aspect Ratio	16-9
Resolution	1920x1080
Minimum Viewing angle	70
Pixel Arrangement	RGB Vertical Strip
Power Consumption	3.08W
Display frequency	50Hz, 60Hz

Spécifications de l'écran	Reveal 16
Résolution	1080p
Grossissement minimal en direct	1x
Grossissement maximal en direct	45x
Grossissement optique minimal	1x
Grossissement optique maximal des contours	10x
Taux de rafraîchissement	60 fps
Distance de travail entre la surface de travail et le boîtier de la caméra	11,8" / 30 cm
Distance opérationnelle pour la visualisation à distance	100 cm à l'infini
Mise au point	Mise au point automatique

Spécifications de la batterie	Reveal 16
Autonomie de la batterie	5 à 6 heures avec l'éclairage allumé.
Temps de charge de la batterie	6 heures

Courant de charge/décharge maximal	6800 mA
Indicateur de batterie	Oui

Reveal 16 fonctionnalités

Fonctionnalités	Reveal 16
Boutons	4 : Alimentation, verrouillage de la mise au point automatique, zoom, contraste des couleurs
Mode économie d'énergie/veille	Oui
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Contrôle de la luminosité	Oui
Contrôle du grossissement	Oui
Couleurs réelles	Oui
Mode de sélection des couleurs	Oui
Contraste amélioré	Oui
Verrouillage de la mise au point automatique	Oui
Mise au point automatique manuelle	Oui
Aperçu du document	Oui
Réglages de la caméra et du seuil de contraste des couleurs	Oui
Lignes et stores réglables	Oui
Options de contraste amélioré	Couleurs pleines, contraste des couleurs programmé. (Par défaut : blanc sur noir, noir sur blanc, jaune sur noir et noir sur jaune)
Combinaisons de couleurs	Couleurs, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan, cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur blanc
Langues du menu	Anglais américain (par défaut), anglais britannique, français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégien (Bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton, arabe

Compatibilité HDMI	Formats HDMI pris en charge : 1280x720p 60Hz, 50Hz 1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz 1920x1080i 60Hz et 50Hz Émulation DVI non prise en charge.
--------------------	---

Reveal 16 Box Content

Content
Reveal 16 Device
User Guide
Getting Started Sheet
Power Adapter
North American Power Cable
European Power Cable
UK Power Cable
Australia Power Cable