

ROC 52 langues	TTS 16 langues	Détails de la TTS 87 Voices; 16 dialectes
Afrikaans		
Albanais		
Basque		
Biélorusse-Cyrillique		
Breton		
Bulgare-cyrillique		
Corse		
Croate		
Tchèque	✓	1
Danois	✓	3
Néerlandais	✓	Belgique - 3, Pays-Bas - 4
Anglais	✓	US-13, Australie-2, Canada-1, Inde-2, Écosse-2, UK-5
Estonien		
Féroïen	✓	2
Finlandais	✓	1
Français	✓	Canada-3, France-9
Frison		
Gaélique-Irlandais		
Allemand	✓	5
Grecque	✓	1
Hongrois		
Islandais		
Italien	✓	3
Kurde		
Letton		
Lituanien		

Luxembourgeois		
Maltais		
Moldave-Cyrillique		
Norvégien	✓	4
Polonais	✓	3
Portugais (Portugal/Brésil)	✓	Brésil-3, Portugal-2
Provençale		
Roumain		
Sami		
Sami-Lule		
Sami-Nord		
Sami-Southern		
Serbo-cyrillique		
Servien-latin		
Slovaque		
Slovène		
Sotho		
Espagnol	✓	Espagne-4, US-2
Swahili		
Suédois	✓	Suède-5, Suomi-1
Tahitien		
Turc	✓	2
Ukrainien-cyrillique		
Gallois		
Xhosa		
Zoulou		
NOTE:	<p>Prodigi prend en charge la ROC en de nombreuses langues, mais toutes les langues ROC n'ont pas une voix Acapela synthèse vocale (TTS) correspondante. Lorsqu'aucune voix Acapela est pas disponible, vous pouvez installer une voix TTS SAPI-5 tierce pour cette langue. Les voix SAPI-5 ne peuvent lire que les fichiers de documents.</p> <p>Ouvrez un fichier → Paramètres → Lecture de la voix pour sélectionner une voix TTS SAPI-5 installée.</p> <p>Les menus système, les messages et l'interface utilisateur seront toujours lus à l'aide des voix Acapela.</p>	